


# Zellentausch für Patientenlifter von ARJO

## Sofort-Service, Premiumqualität, bis zu 60% weniger Kosten!


Senden Sie uns einfach das Gehäuse des Akkus ein. Wir kümmern uns um alles Weitere. Verbrauchte Zellen tauschen wir gegen neue, hochwertige Industriezellen. Lediglich Gehäuse und Sicherungselemente bleiben erhalten. Sie erhalten Ihren absolut neuwertigen Akku mit Konformitätserklärung und 100% Leistung bei bis zu 60 % Kostenersparnis schnell zurück. Sie schonen dabei zusätzlich die Umwelt, indem Sie Abfall vermeiden und Ressourcen sparen.



MBU1301  
 PB-Akku (Zellentausch/Reparaturauftrag) für **ARJO Patientenlifter Maximove NDA0100-03**, 24,0V/4,0Ah



MBU0100  
 PB-Akku (Zellentausch/Reparaturauftrag) für **ARJO Patientenlifter NDA0100-03/NDA0100-20 Marisa/Sara 3000**, 24,0V/4,0Ah



MBU0101  
 PB-Akku (Zellentausch/Reparaturauftrag) für **ARJO Patientenlifter Tempo Opera Typ KPA0100-0510**, 24,0V/5,0Ah



MBU0102  
 PB-Akku (Zellentausch/Reparaturauftrag) für **ARJO Patientenlifter Trixie Sarita Typ KTA0102**, 24,0V/2,0Ah

### IHRE VORTEILE:

- :: Kurze Bearbeitungsdauer, unkomplizierte Abwicklung
- :: Mit Konformitätserklärung nach MPG
- :: Zertifizierung nach ISO 9001:2008
- :: Informationen zum Zellentausch bei weiteren Modellen sowie zu Akkus für andere Hersteller, z. B. von **AKS** und **HORCHER** auf Anfrage.

[www.axcom.de](http://www.axcom.de)

Informationen & News  
 Produktkataloge  
 Axcom Entwicklungen  
 Online-Bestellungen



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Bei allen Produkten handelt es sich um Alternativprodukte bzw. eigene Nachbauten und NICHT um Originalprodukte des jeweiligen Herstellers. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Falls Sie von uns keine weiteren Informationen per E-Mail erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine entsprechende Nachricht mit Ihrer Kunden-Nummer an: [info@axcom.de](mailto:info@axcom.de)

